

NED DP MICRO + POLARIZER*



CONTROLLO REMOTO REAL-TIME E IMAGING
POLARIZZATO PER FROZEN SECTION - FNA

La Rivoluzione Digitale
nel Laboratorio di Patologia
con Luce Polarizzata

Connessione
Di rete
Gbit Ethernet

Fino 6 obiettivi
dal 1.25x al 100x

1 filtro polarizzatore
1 filtro analizzatore

Portavetrini
a 4 pos



Software di
streaming
dedicato

Anteprima in
10 secondi

Controllo remoto
completo


Polarizzatore
libero $\pm 90^\circ$

Joystick/Keypad
opzionale




Osservazione in Real-Time e controllo della polarizzazione

Grazie alla versatilità di NED-DP, l'accesso alle immagini diagnostiche è ora più rapido ed efficiente. Il controllo remoto in tempo reale consente l'esecuzione di consultazioni mediche e la produzione di referti istopatologici a distanza, ottimizzando il flusso di lavoro e risparmiando tempo prezioso. Con la sua capacità di luce polarizzata, NED-DP migliora la visualizzazione di elementi diagnostici critici – inclusi fibre di collagene, depositi di amiloide, cristalli di urato e pirofosfato di calcio, fibre vegetali e sezioni congelate – garantendo un contrasto più nitido e maggiore sicurezza in ogni valutazione.



- Prendi il pieno controllo di NED-DP da remoto:
- Regola ingrandimento, messa a fuoco e movimento del vetrino
 - Effettua zoom con precisione
 - Gestisci il sistema di polarizzazione integrato
 - Visualizza i vetrini in soli 10 secondi
 - Monitora ogni dettaglio in alta definizione



La nostra **Interfaccia dedicata** e i **comandi intuitivi**

rendono il processo semplice ed efficiente, assicurando un'esperienza fluida per ogni patologo.